SCHEDA LABORATORIO SCIENTIFICO n. 39

Nome del laboratorio in Italiano – Inglese: Metabolismo ed Endocrinologia/ Metabolism and Endocrinology

Settore Scientifico-Disciplinare di riferimento: BIO/09

Responsabile: Rosalba Senese

RADoR: Antonia Lanni, Rosalba Senese

Tipologia: Chimico, Biologico

Gruppi afferenti: Fisiologia Generale

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE

- Ubicazione: Corpo A- Primo Piano
- Postazioni di lavoro: n.3

ATTIVITÀ SVOLTE NEL LABORATORIO

- 1. Real-Time PCR;
- 2. Acquisizione gel di agarosio;
- 3. Attività enzimatiche mitocondriali (ossigrafo);
- 4. Misura della respirazione cellulare.

RELAZIONE SINTETICA DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DELLE MODALITÀ OPERATIVE

1. Real-Time PCR

Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è ubicata una Real-Time PCR (StenOne Plus-Annlied
Nel laboratorio ul Metabolismo eu Endocrinologia e ubicata una Near-fime r'en (Stepone rius-Applieu
Biosystems) utilizzata per l'analisi dell'espressione genica, espressione di microRNA e Rilevamento dei geni,
Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da aboratorio, guanti in nitrile o lattice)
Di seguito è rinortata la procedura per avviare l'esperimento:
Dal desittan de DC colorizazione il premenente resperimento.
- Dai desktop dei PC selezionale il programma stepone sortwale v.s.,
- Cliccare su Advanced Setup e indicare il tipo di esperimento che si vuole eseguire;
- Selezionare StepOne Plus Instrument (96 wells), Quantitation Comparative Ct, Syber Green Reagents
(per analisi di espressione genica), TaqMan reagents (per analisi di microRNA), Standard (~ 2 hours to
complete run);
- Definire i target genici e i campioni da analizzare;
- Inserire la piastra nella strumentazione e Avviare l'esperimento cliccando su Start run.
2. Acquisizione Gel di agorosio
Nel Jahoratorio di Matabolismo ed Endocrinologia è ubicato un ChemiDoc XRS+ System per visualizzare i
nel laboratorio di Metabolatto su e la di agarosio, e a capara e analizzare di acidi pucleici
nsultati dell'ocnetti cietti olo esi su get di agai osio, e per separate e analizzate gli acidi fuccici.
Printa dell'esperimento, dell'izzare i Der necessari (cance da laboratorio, guanti in intrie o lattice).
Di seguito e riportata la procedura per avviare i esperimento:
- Con i utilizzo di guanti in nitrile il gel viene trasferito dalla cameretta elettroforetica ai carrello
mobile del ChemiDoc che poi viene chiuso;
- Dal desktop del PC selezionare il programma Image Lab;
 Selezionare New Protocol, Nucleic acid Gels (Ethidium Bromide), il tempo di esposizione;
- Avviare l'esperimento cliccando su Run Protocol.
2. Attività anzimaticha mitacandriali
ס. אנוויוום פווצוווומנורופ ווווטכטוועוומו
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta riscluzione (HRR) per eseguire apalici sui mitocondri e sulle cellule
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule.
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice).
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi:
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: - Accendere il pc;
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: - Accendere il pc; - Cliccare sul programma DataLab 6;
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: - Accendere il pc; - Cliccare sul programma DataLab 6; - Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di
Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: - Accendere il pc; - Cliccare sul programma DataLab 6; - Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo);
 Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX;
 Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer;
 Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio;
 Net laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio; Inserire 20 microlitri nella camera di misura contenente la COX:
 Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio; Inserire 20 microlitri nella camera di misura contenente la COX;
 Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio; Inscrire 20 microlitri nella camera di misura contenente la COX; Mei laboratori di stabilizzazione aggiungere 5 microliti di ascorbato e 5 microlitri di TMPD.
 Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS IINSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio; Inserire 20 microlitri nella camera di misura contenente la COX; Dopo 5 minuti di stabilizzazione aggiungere 5 microliti di ascorbato e 5 microlitri di TMPD. 4. Misura della respirazione cellulare
 Net laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio; Inserire 20 microlitri nella camera di misura contenente la COX; Dopo 5 minuti di stabilizzazione aggiungere 5 microliti di ascorbato e 5 microlitri di TMPD. 4. Misura della respirazione cellulare PRIMA DELL'UTILIZZO DEL METABOLIMETRO
 Net laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio; Inserire 20 microlitri nella camera di misura contenente la COX; Dopo 5 minuti di stabilizzazione aggiungere 5 microliti di ascorbato e 5 microlitri di TMPD. 4. Misura della respirazione cellulare PRIMA DELL'UTILIZZO DEL METABOLIMETRO Utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, mascherina, occhiali di protezione).
 Net laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio; Inserire 20 microlitri nella camera di misura contenente la COX; Dop 5 minuti di stabilizzazione aggiungere 5 microliti di ascorbato e 5 microlitri di TMPD. 4. Misura della respirazione cellulare PRIMA DELL'UTILIZZO DEL METABOLIMETRO Utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, mascherina, occhiali di protezione). Al primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni fornite dal costruttore;
 Nel laboratorio di Metabolismo ed Endocrinologia è presente un Oroboros O2k (O2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Austria). Si tratta di un respirometro bicamerale chiuso per la respirometria ad alta risoluzione (HRR) per eseguire analisi sui mitocondri e sulle cellule. Prima dell'esperimento, utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, guanti in nitrile o lattice). Di seguito è riportato il procedimento di esecuzione dei saggi: Accendere il pc; Cliccare sul programma DataLab 6; Impostare i valori in base se si utilizzato cellule o tessuti (milioni di cellule nel primo caso, mg di proteina nel secondo); Ambientarlo con soluzione COX; Staccare le cellule e risospendere il pellet in un volume adeguato di Buffer; Incubare in un rapporto di 1:1 i mitocondri e il lubrol ed incubarle per 30 minuti in ghiaccio; Inserire 20 microlitri nella camera di misura contenente la COX; Dopo 5 minuti di stabilizzazione aggiungere 5 microliti di ascorbato e 5 microlitri di TMPD. 4. Misura della respirazione cellulare PRIMA DELL'UTILIZZO DEL METABOLIMETRO Utilizzare i DPI necessari (camice da laboratorio, mascherina, occhiali di protezione). Al primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni fornite dal costruttore; Avviare il PC e lo strumento;

Calibrare lo strumento con O2 e CO2 che vengono erogati da bombole con speciali miscele.

DURANTE L'UTILIZZO

- Posizionare gli animali nelle camerette metaboliche;
- Verificare il corretto avvio delle analisi;
 Sognalare tompostivamento eventuali ma
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al responsabile delle Attività (RADoR)
- DOPO L'UTILIZZO
 - Riportare gli animali nello stabulario;
 - Pulire le Camerette metaboliche con il fadion per le successive misurazioni.

Lista delle attrezzature presenti:

- Applied Biosystems Real-time PCR machinery (StepOnePlus) n.1;
- ChemiDoc XRS+ System n.1;
- NanoDrop[™] 2000/2000c Spectrophotometers n.1;
- Metabolimetro con sistema di Gabbie per ratti e Topi n. 1;
- Oxygraph-2k (Oroboros Instruments-high resolution respirometry) n.1;

Lista dei Dispositivi di Protezione Generale (DPG)

Nessuno

Lista dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ad uso personale degli operatori:

- Camice da laboratorio;
- Guanti in nitrile e in lattice varie misure;
- Occhiali di protezione da UV;
- Mascherina FFP2;

Categorie ISI WEB di riferimento:

• Physiology; Endocrinology, Cell Biology; Biochemistry & Molecular Biology

Categorie ERC di riferimento:

- LS1_11 Fundamental aspects of synthetic biology and chemical biology;
- LS4_1 Organ physiology and pathophysiology;
- LS4_2 Comparative physiology and pathophysiology;
- LS4_3 Molecular aspects of endocrinology;
- LS4_5 Metabolism, biological basis of metabolism-related disorders;
- LS4_7 Fundamental mechanisms underlying cardiovascular diseases;
- LS3_1 Morphology and functional imaging of cells and tissues;
- LS3_2 Cytoskeleton and cell behaviour (e.g. control of cell shape, cell migration and cellular mechanosensing);
- LS3_5 Cell signalling and signal transduction;
- LS3_7 Cell death (including senescence) and autophagy;
- LS3_8 Cell differentiation, physiology and dynamics;
- LS2_8 Transcriptomics.